

Ulala 取り外しのできる装置

今日から下記の装置を使います。治療が早く終わるように、頑張ってください！

» あなたの装置

- ・プレート；永久歯が生えそろうまでのスペースの確保。歯を動かす。
- ・バイトレート；うけ口をなおす（チンキャップなどと併用の場合）深い咬み合わせを直す。
- ・バイオネーター；出っ歯をなおす。下あごを前に出す。
- ・フレンケル；出っ歯をなおす。下あごを前に出す。口腔周囲筋の排除。

» 使用期間・使用時間

いずれの装置も、先生の指示に従って使用してください。

» 装置の取り扱いと注意

- 1) 食事とブラッシング時ははずしてください（なお、食事中も使用する場合があります）。
- 2) ブラッシング時に装置と一緒に歯ブラシと水で清掃してください。
- 3) 壊れやすいので、使用しないときは必ずケースの中に入れておいてください。
- 4) とりはずしの際に、ワイヤーを変形させないように注意してください。
- 5) 失くしたりしないように、大切に扱ってください。
- 6) 慣れるまで発音障害がありますので、頑張ってください。
はじめのうちは本読みなどをすると良いと思います。ただし、バイオネーター・フレンケルの場合、大きな装置なので使用中は発音が自由になりにくいのであらかじめご了承ください。
- 7) 特別な授業（音楽、英語や激しい運動をするとき）は、はずしてかまいませんが、終わったらまたすぐに使ってください。
- 8) 熱に鈍感になりますので、熱いものを飲むときもはずして下さい。